

Dexcom G6 をご使用の方へ

テルモの持続血糖測定器「Dexcom G6 CGMシステム」の患者さん用アプリ 「Dexcom G6アプリ」に関する注意喚起

2022年9月

テルモ株式会社

現在、テルモが販売している持続血糖測定器「Dexcom G6 CGMシステム」の患者さん用アプリ「Dexcom G6アプリ」について、Apple社がリリースを予定している最新iOS®（iOS 16）との適合性を確認しています。

アプリをご使用の皆さまにつきましては、適合性が確認できるまでiOSのアップデートをお控えいただきますようお願いいたします*。
アプリとiOSが適合していないと、アプリが適切に作動しないおそれがあります。

適合性が確認でき次第、アプリご使用の皆さまには速やかにお知らせいたします。

Dexcom G6アプリ上の通知メッセージと併せて、弊社ウェブサイトでもお知らせいたします。

ご不便をお掛けして恐れ入りますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

* お手持ちのスマートデバイスの設定上、iOSの自動アップデートをオフすることを推奨いたします。

もしiOS16へアップデートをされた場合は、Dexcom G6アプリの最新版（Ver. 1.9.3）への速やかなアップデートをお願い致します。

■対応している iOS（2022年9月現在）

Dexcom G6 アプリは、iOS14.1, 14.3～14.7 の以下のスマートデバイスに対応しています。

- iPhone 6S / 6S Plus
- iPhone 7 / 7 Plus
- iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone X / XS / XS Max / XR
- iPhone 11 / 11 Pro Max / 11 Pro
- iPhone SE (2016) / SE (2020)
- iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini

■お問合せ

テルモ・コールセンター： 0120-76-8150（24時間365日受付）

テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-44-1 www.terumo.co.jp

iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

iOS は米国およびその他の国における Cisco System, Inc. および/またはその関連会社の商標または登録商標です。

Dexcom は米国 Dexcom, Inc.の登録商標です。

©テルモ株式会社 2022年9月作成
22DB095